



# 流式细胞术应用介绍

贝克曼库尔特生命科学

Delivering INNOVATIVE and trusted scientific solutions across the globe

©2016 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved. Beckman Coulter, the stylized logo, and the Beckman Coulter product and service marks used herein are the trademarks or registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. in the United States & other countries.

Internal / Company Confidential





## 临床研究

- ✓ 淋巴细胞亚群测定
- ✓ 血小板分析
- ✓ 网织红细胞分析
- ✓ 白血病/淋巴瘤免疫分析
- ✓ HLA-B27分析, PNH诊断
- ✓ 人类同种异体器官移植中应用
- ✓ 细胞因子测定
- ✓ AIDS诊断与治疗 and 疗效评价
- ✓ Flow-FISH法测定端粒长度

## 基础研究

- ✓ 淋巴细胞功能
- ✓ 树突状细胞 (DC) 研究
- ✓ 造血干细胞研究
- ✓ 细胞周期分析
- ✓ 细胞功能研究
- ✓ 多药耐药基因研究 (MDR)
- ✓ 肿瘤相关基因表达研究
- ✓ DNA, RNA测定
- ✓ 癌基因和抑癌基因表达产物测定
- ✓ 血管内皮细胞研究



## 目录

- 分析型流式的应用
- 分选型流式的应用



- **分析型流式应用**
  - 多色--免疫分型
  - 细胞周期/凋亡/增殖等
  - 细胞因子检测—可溶性蛋白检测
  - 细胞功能检测
  - 微颗粒检测（微生物、细胞外囊泡）




- **分析型流式应用**

- **多色流式--免疫分型**

- 细胞周期/凋亡/增殖等
- 细胞因子检测—可溶性蛋白检测
- 细胞功能检测
- 微颗粒检测（微生物、细胞外囊泡）

# 多色流式的应用



Standardizing immunophenotyping for the Human Immunology Project. Holden T et al.  
*Nature Rev Immunol* . ; 12(3): 191–200.


Delivering INNOVATIVE and trusted scientific solutions across the globe

© 2016 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved. Beckman Coulter, the stylized logo, and the Beckman Coulter product and service marks used herein are the trademarks or registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. in the United States & other countries.

Confidential - Company Proprietary




## 细胞周期检测




### 常用DNA染料

<i>DAPI</i>	}	
<i>Hoechst</i>	}	<i>UV</i>
<i>Propidium iodide (PI)</i>	}	
<i>7-AAD</i>	}	488
<i>TOPRO-3</i>	}	
<i>DRAQ5</i>	}	633




*These dyes are stoichiometric - number of bound molecules are equivalent to the number of DNA molecules present*






## 举例：药物对细胞周期的影响



正常细胞对照



50ug/ml 七叶皂苷

经七叶皂苷诱导后，细胞被阻滞在G1期。表现在G1期细胞明显增多，S期明显减少






## AV+PI 双染法

- **原理:**

凋亡启动后, 膜内侧磷脂酰丝氨酸 (PS) 外翻到膜表面, 胞膜结构仍然完整。





Schematic representation of the Annexin V assay.



## • 染色方法:

活细胞同时染Annexin V+PI。 (PI作用: 标记碎片与死细胞)。







# □ 细胞增殖分析-CFSE法

## • 原理

荧光染料CFSE，也可称为CFDA-SE (5, 6- carboxyfluorescein diacetate, succinimidyl ester) 即羟基荧光素二醋酸琥珀酰亚胺酯，是一种可穿透细胞膜的荧光染料，在活细胞内与胞内蛋白共价结合，水解后释放出绿色荧光。当细胞进行分裂增殖时，具有荧光的胞质蛋白被平均分配到第二代细胞中，这样与第一代细胞相比，其荧光强度便会减弱至一半；以此类推，分裂得到的第三代细胞的荧光强度便会比第二代细胞再次减弱。



Delivering INNOVATIVE and trusted scientific solutions across the globe


©2016 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved. Beckman Coulter, the stylized logo, and the Beckman Coulter product and service marks used herein are the trademarks or registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. in the United States & other countries.

Confidential - Company

Sciences








# 血清血浆中可溶性蛋白的检测



**以微球为反应载体, 以达到实现多种蛋白分子同时定量的目的**



# 细胞功能-细胞因子的产生



Delivering INNOVATIVE and trusted scientific solutions across the globe

©2016 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved. Beckman Coulter, the stylized logo, and the Beckman Coulter product and service marks used herein are the trademarks or registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. in the United States & other countries.

Confidential - Company Proprietary







# 微颗粒检测（微生物、细胞外囊泡）

Delivering INNOVATIVE and trusted scientific solutions across the globe

©2016 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved. Beckman Coulter, the stylized logo, and the Beckman Coulter product and service marks used herein are the trademarks or registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. in the United States & other countries.



Internal / Company Confidential





# 蓝藻计数

实验结果



Tube Name: algea

Sample ID:

Volume(μL): 3.7

Population	Events	% Parent	Events/μL(V)
● 蓝藻	77090	83.34%	20704.57
● 自养细菌	12697	13.73%	3410.12

Delivering IT

©2016 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved. Beckman Coulter, the stylized logo, and the Beckman Coulter product and service marks used herein are the trademarks or registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. in the United States & other countries.

Confidential - Company Proprietary






# 大肠杆菌的检测

## Materials and tools

*E coli* sample



Delivering INNOVATIVE and trusted scientific solutions across the globe

©2016 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved. Beckman Coulter, the stylized logo, and the Beckman Coulter product and service marks used herein are the trademarks or registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. in the United States & other countries.

Confidential - Company Proprietary









# 细胞外囊泡


## A. PBS + Abs




## B. Whole Blood




## C. Plasma




## D. Filtered Plasma




## E. Izon Fraction 5






## F. Izon Fraction 6



## G. Izon Fraction 7



## H. Izon Fraction 8



Brittain, George C., et al. "A novel Semiconductor-Based flow cytometer with enhanced Light-Scatter Sensitivity for the Analysis of Biological nanoparticles." *Scientific reports* 9.1 (2019): 1-13.

Delivering INNOVATIVE and trusted scientific solutions across the globe

©2016 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved. Beckman Coulter, the stylized logo, and the Beckman Coulter product and service marks used herein are the trademarks or registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. in the United States & other countries.

Confidential - Company Proprietary





# 分选型流式应用

- 分选特定群体；
- 干细胞分选；
- 单克隆筛选/单细胞分选；
- 微生物分选；




- **几种必须使用流式分选的情况**

- (1) 需要根据**多个细胞参数**（多色荧光标记）来分选细胞;
- (2) 需要根据**表面蛋白的密度差异**（或即同一信号的强弱差异）来分类分离细胞;
- (3) 要求目标细胞群有**极高的纯度**(95%-100%);
- (4) 根据**细胞功能活动及状态特征**（胞吞、凋亡等，非抗体标记）来分选细胞;
- (5) **多孔板分选**；如单克隆分选，在96、384 每个孔中精确的分入1个细胞；
- (6) 需要**分选极低含量**的稀有细胞（如0.001%或更低）；
- (7) 分选感兴趣的**未知特征**的细胞亚群。



• 分选特定细胞亚群 T Naïve /Memory





TN: CD45RO<sup>-</sup>/CCR7<sup>+</sup>/CD27<sup>+</sup>;  
 TCM: CD45RO<sup>+</sup>/CCR7<sup>+</sup>/CD27<sup>+</sup>;  
 TTM: CD45RO<sup>+</sup>/CCR7<sup>-</sup>/CD27<sup>+</sup>;  
 TEM: CD45RO<sup>+</sup>/CCR7<sup>-</sup>/CD27<sup>-</sup>.

Different human resting memory CD4<sup>+</sup> T cell subsets show similar low inducibility of latent HIV-1 proviruses. Kwon KJ et al. Sci Transl Med. (2020)



• **分选造血干细胞**

流式分选是目前富集纯化造血干细胞最重要的方法。目前认为人的造血干细胞的标志为 Lin-CD34+CD38-，人造造血干细胞的分离纯化可以选择骨髓，胚胎和脐带血的单细胞悬液。




小鼠的造血干细胞的标志为 Lin-Sca-1+CD117+

Dynamics of genetically engineered hematopoietic stem and progenitor cells after autologous transplantation in humans. Scala S et al. Nat Med. (2018)

Democratizing INNOVATIVE and trusted scientific solutions across the globe



- 分选侧群细胞 (*Side population cells*)



Hoechst33342 是一种亲脂性 DNA 荧光染料，可以自由通过活细胞的细胞膜进入细胞内，与 DNA 结合，所以可以直接标记活细胞的 DNA。干细胞能够通过 ABC (ATP Bind Cassette) 运输蛋白 Bcrp1/ABCG2 将细胞内的 Hoechst33342 泵出细胞外，而非干细胞没有这种能力，所以用该染料标记时，干细胞染色较低，在流式图上能够明显区分与其他细胞。

Critical appraisal of the side population assay in stem cell and cancer stem cell research. Golebiewska A et al. Cell Stem Cell. (2011)

Delivering INNOVATIVE and trusted scientific solutions across the globe


©2016 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved. Beckman Coulter, the stylized logo, and the Beckman Coulter product and service marks used herein are the trademarks or registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. in the United States & other countries.

Confidential - Company Proprietary





• **分选肿瘤干细胞**



**Table 1.** Overview of cancer stem cell markers suitable for flow cytometric analysis

	PUTATIVE MARKER PATTERNS FOR CANCER STEM CELLS (CSCS)	REFERENCES	ANNOTATION
Acute myelogenic leukemia (AML)	CD34 <sup>+</sup> /CD38 <sup>-</sup> CD90 <sup>+</sup>	(53,54) (55)	High risk AML
Acute lymphoblastic leukemia	CD34 <sup>+</sup> /CD38 <sup>-</sup> /CD19 <sup>+</sup>	(56)	
Bone sarcoma	Stro-1 <sup>+</sup> /CD105 <sup>+</sup> /CD44 <sup>+</sup>	(57)	
Brain tumor	CD133 <sup>+</sup>	(50,58)	
Breast cancer	ESA <sup>+</sup> /CD44 <sup>+</sup> /CD24 <sup>-low</sup> /lin <sup>-a</sup> )  CD90 <sup>low</sup> /CD44 <sup>+</sup>	(18)  (59)	Further enrichment by selection of ESA <sup>+</sup> cells Cells localized at the invasive front
Colon cancer	CD44 <sup>+</sup> /CD24 <sup>-low</sup> /ALDH1 <sup>high</sup> CD133 <sup>+</sup> ESA <sup>high</sup> /CD44 <sup>+</sup> /(CD166 <sup>+</sup> ) CD133 <sup>+</sup> /CD44 <sup>+</sup>	(51) (48,60) (61) (62,63)	
Colon cancer (metastatic)	CD133 <sup>+</sup> /CD24 <sup>+</sup> CD133 <sup>+</sup> /CD44 <sup>low</sup> /CD24 <sup>+</sup> CD133 <sup>-</sup> /CD44 <sup>+</sup> /CD24 <sup>-</sup>	(9) (64)	Two subsets of tumor-initiating cells identified
Endometrial cancer	CD133 <sup>+</sup> SP <sup>+</sup>	(65) (66)	
Gall bladder cancer	CD133 <sup>+</sup> /CD44 <sup>+</sup>	(67)	
Gastric cancer	CD44 <sup>+</sup>	(68)	
Liver cancer	CD133 <sup>+</sup> /CD44 <sup>+</sup> CD90 <sup>+</sup> EpCAM <sup>+</sup> CD133 <sup>+</sup>	(69) (70) (71) (24,72)	
Metastatic melanoma	CD20 <sup>+</sup>	(34)	
Ovarian cancer	CD133 <sup>+</sup> /ALDH <sup>+</sup> CD44 <sup>+</sup> /CD117 <sup>+</sup>	(73) (74)	
Pancreatic cancer	CD44 <sup>+</sup> /CD24 <sup>+</sup> /ESA <sup>+</sup>	(75)	
Prostate cancer	CD44 <sup>+</sup> /α <sub>2</sub> β <sub>1</sub> <sup>hi</sup> /CD133 <sup>+</sup> CD44 <sup>+</sup> /CD24 <sup>-</sup> SP <sup>+</sup>	(20) (76) (77)	
Renal cell carcinoma	CD105 <sup>+</sup> /(CD133 <sup>-</sup> /CD24 <sup>-</sup> )	(78)	
Head and neck cancer	CD44 <sup>+</sup>	(79)	No further enrichment by endothelial-specific antigen or CD24




<sup>a</sup> lin = lineage marker CD3, CD14, CD16, CD19, CD20, and CD56.

Flow cytometry in cancer stem cell analysis and separation. Greve B et al. Cytometry A. (2012)

Delivering INNOVATIVE and trusted scientific solutions across the globe



# 单克隆细胞株的筛选





流式细胞技术筛选法的组件和工作流程图，可同时检测抗体的分泌，细胞数量和细胞存活率，筛选出合适的细胞构建细胞株。





# 单克隆筛选



## 流式单克隆分选优势

- 省时省力
- 更高的精准度（不会出现一个孔两个克隆的情况）

## 流式分选VS传统有限稀释法



# 单细胞分选

## • 分选B细胞/中和抗体筛选




Figure 2. Early B Cell Response to SARS-CoV-2 Is Diverse and Largely Unmutated



# 流式分选应用：酵母表面展示

Rosowski et al. *Microb Cell Fact* (2018) 17:3  
<https://doi.org/10.1186/s12934-017-0853-z>

Microbial Cell Factories

RESEARCH

Open Access




## A novel one-step approach for the construction of yeast surface display Fab antibody libraries

Simon Rosowski<sup>1</sup>, Stefan Becker<sup>2</sup>, Lars Toleikis<sup>2</sup>, Bernhard Valldorf<sup>2</sup>, Julius Grzeschik<sup>1</sup>, Deniz Demir<sup>2</sup>, Iris Willenbücher<sup>2</sup>, Ramona Gaa<sup>2</sup>, Harald Kolmar<sup>1</sup>, Stefan Zielonka<sup>2\*</sup> and Simon Krahl<sup>2\*</sup>

### • 酵母表面展示

- 技术成熟，广泛应用于蛋白定向进化
- 流式分选可大大简化筛选流程



-----Rosowski, S., et al, 2018, *Microbial cell factories*

Delivering INNOVATIVE and trusted scientific solutions across the globe


©2016 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved. Beckman Coulter, the stylized logo, and the Beckman Coulter product and service marks used herein are the trademarks or registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. in the United States & other countries.

Confidential - Company Proprietary



# 流式分选应用：培养菌群分选

FCM allows analyzing subpopulations of cultured bacterial cells with different physiological states



-----Ambriz-Avina, V., et al, 2014, *BioMed research international*



# 流式分选应用：环境菌群分选鉴定

- 环境菌群分选
  - 单细胞分选及测序
  - 菌株鉴定

SCIENTIFIC REPORTS

OPEN Single cell genomics yields a wide diversity of small planktonic protists across major ocean ecosystems

vol. 1 June 2018  
doi:10.1038/s41598-018-28303-9



Delivering... stations across the globe

© 2016 Beckman Coulter, Inc. All Rights Reserved. Beckman Coulter, the stylized logo, and the Beckman Coulter product and service marks used herein are the trademarks or registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. in the United States & other countries.

Confidential - Company Proprietary





# 欢迎关注贝克曼库尔特生命科学官方微信!



## 感谢聆听

